

P8000



Alta Tecnologia Portatile

esaote



P8000

ALTA
TECNOLOGIA
PORTATILE

P8000 è un gioiello di tecnologia in quanto abbina alla portabilità (peso inferiore a 3 kg) prestazioni analoghe ad apparecchi di fascia alta.

Consente:

- acquisizione di 12 derivazioni simultanee (Standard, Cabrera)
- visualizzazione delle tracce ECG su display LCD integrato
- stampa dei tracciati, inclusi i dati paziente, su stampante digitale interna ad alta risoluzione o su stampante laser / getto d'inchiostro esterna collegabile alla porta parallela di cui P8000 è dotato.



Facilità d'uso

Il tracciato visualizzato sul display offre l'opportunità di monitorare l'ECG e i parametri principali (frequenza cardiaca, derivazioni selezionate, filtri utilizzati, ampiezza segnale, velocità di scorrimento e scollegamento elettrodo). La tastiera alfanumerica in gomma facilita tutte le operazioni di gestione e consente anche l'inserimento dei dati paziente.

Memorizzazione e trasmissione dei tracciati ECG

P8000 consente la memorizzazione di 40 tracciati ECG su memoria interna, compresi i dati paziente. Inoltre è in grado di trasmettere tali tracciati e relativi dati al sistema informatizzato di gestione cardiologica Org@nizer® tramite rete Ethernet, via seriale, via modem o GSM.

Programma diagnostico

A richiesta è possibile implementare sul modello base, oltre alla funzionalità di calcolo delle principali misure proposta di default, il programma diagnostico per adulti e per pediatria (con 12 livelli di età a partire dal primo giorno di vita).

Rete e batterie ricaricabili

P8000 è dotato di batterie interne ricaricabili ad alta capacità, prive di effetto memoria.

È possibile eseguire oltre 100 tracciati con batterie completamente cariche; la ricarica è possibile, anche durante la normale attività, collegando l'apparecchio alla rete.



ISO 13485 ISO 9001

P8000

Dispositivo Medico marcato CE ai sensi della Direttiva 93/42 EEC

Esaote spa www.esaote.com

Genova
Via Siffredi, 58
16153 Genova
Tel. 010-6547.1

Firenze
Via di Caciolle, 15
50127 Firenze
Tel. 055-4229.1

Milano
Via C. Colombo, 49
20090 Trezzano S.N.
Tel. 02-48458.1

Roma
Via Fonte Meravigliosa, 88
00143 Roma
Tel. 06-5196171

Padova
Via Ariosto, 22
35128 Padova
Tel. 049-776699

Bologna
Via Ca' dell'Orbo, 34/11
40050 Villanova di Castenaso
Tel. 051-781113

Napoli
Centro Direzionale Is. Fil
80143 Napoli
Tel. 081-7346040

Bari
C.so De Gasperi, 419
70125 Bari
Tel. 080-5014454

Catania
Via Varese, 43/45
95123 Catania
Tel. 095-7312430