



### **SER IR27: laser per tradizione**

d'onda di 905 nm, una frequenza regolabile da 5 a 7.000 Hz ed una potenza che varia da 27 Wp a 100 Wp (equivalente a 100 W).

---

### **Programmi terapeutici predefiniti**

Oltre all'impostazione manuale è dotato di un'ampia biblioteca di programmi terapeutici predefiniti a cui il medico può accedere in qualsiasi momento.

### **2 Uscite**

IR27 è dotato di 2 uscite, sulle quali possono essere collegati due manipoli di potenza uguale o di diversa potenza.

### **Versioni disponibili:**

- 12 Wp
- 34 Wp

- 4 Diodi da 27 Wp cad.
  - Mobile Carrellato
- 



**Indicazioni Terapeutiche :**

- Lussazioni
- Periartrite
- Artriti
- Epicondilite/Epitrocleeide
- Borsite
- Contusioni
- Stiloiditi
- Distorsioni
- Coxartrosi
- Gonartrosi
- Tendinite achillea
- Talalgie
- Apofisite
- Artrosi
- Sindrome del tunnel carpale
- Cervicalgie/Cervicobrachialgie
- Fascite plantare
- Contratture
- Piaghe da decubito
- Strappi muscolari
- Cheloidi
- Postumi da flebiti
- Edema

. Cellulite